



Бумажные и мембранные фильтры

Для пивоваренной промышленности и производства напитков

MUNKTELL



Мунктелл предлагает
фильтры для фильтрации
и анализа солода,
соответствующие стандартам
МЕВАК и ЕСВ.



*

| Тип | Вес г/м ² | Скорость фильтрации мм, с\10 мл | Свойства/ применение | Ø мм | № заказа, 100 шт/уп. |
|-----|-------------------------|--|---|------------|----------------------------|
| 41b | 75 | 22 | Средне-быстрая фильтрация, для качественного анализа, плоский, рекомендуется для анализа солода | 240 320 | 4.462.240 4.462.320 |
| 6 | 80 | 18 | Толще 41b, скорость фильтрации выше, плоский, для анализа солода и дегазации | 240 320 | 4.312.240 4.312.320 |
| 53 | 70 | 18 | Тисненый, особенно хорошо подходит для анализа пшеничного пива | 240 320 | 4.10492.240 4.10492.320 |
| 15 | 65 | 25 | Плоский, для окончательной фильтрации конгрессного сусла | 240 320 | 4.00303.240 4.00303.320 |


*другие типы поставляются по запросу



*

| Тип/ цветовая кодировка | Вес г/м ² | Скорость фильтрации с\10 мл | Свойства/применение | Ø мм | № заказа, 100 шт/уп. |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 388/ черный | 84 | 10 | Быстрая фильтрация, широкие поры | 90 110 150 | 3.101.090 3.101.110 3.101.150 |
| 389/ белый | 84 | 20 | Средне-быстрая фильтрация | 90 110 150 | 3.102.090 3.102.110 3.102.150 |
| 391/ синий | 84 | 180 | Очень медленная фильтрация | 90 110 150 | 3.104.090 3.104.110 3.104.150 |

*другие типы поставляются по запросу



| Размер пор | Цвет/сетка | Ø мм | Размер упаковки | № заказа |
|------------|--|------|-----------------|-------------------|
| 0,2 мкм | белый/черный, стерильный | 47 | 100 | 71 114 07-047 ACN |
| 0,45 мкм | зеленый/темно-зеленый, стерильный | 47 | 100 | 71 138 06-047 ACN |
| 0,45 мкм | зеленый/темно-зеленый, стерильный | 50 | 100 | 71 138 06-050 ACN |
| 0,45 мкм | серый/белый, стерильный | 47 | 100 | 71 130 06-047 ACN |
| 0,45 мкм | серый/белый, стерильный | 50 | 100 | 71 130 06-050 ACN |
| 0,45 мкм | белый/черный, стерильный | 47 | 100 | 71 114 06-047 ACN |
| 0,45 мкм | белый/черный, стерильный | 50 | 100 | 71 114 06-050 ACN |
| 0,45 мкм | белый/черный, 3 мм, гидрофобный ободок, стерильный | 47 | 100 | 71 131 06-047 ACN |
| 0,45 мкм | белый/черный, 3 мм, гидрофобный ободок, стерильный | 50 | 100 | 71 131 06-050 ACN |
| 0,45 мкм | белый/черный, 6 мм, гидрофобный ободок, стерильный | 47 | 100 | 71 131 06-047 HCN |
| 0,65 мкм | белый/черный, стерильный | 47 | 100 | 71 130 05-047 ACN |

*другие типы поставляются по запросу



"#\$%&'(%)*+, &#&- .



| Размер пор | Цвет/сетка | Ø мм | Размер упаковки | № заказа |
|------------|-----------------------|-------|-----------------|-------------------|
| 0,45 мкм | белый/черный | 47 мм | 3 x 100 | 71 114 06Z-47 SCM |
| 0,45 мкм | белый/черный | 50 мм | 3 x 100 | 71 114 06Z-50 SCM |
| 0,45 мкм | зеленый/темно-зеленый | 47 мм | 3 x 100 | 71 138 06Z-47 SCM |
| 0,45 мкм | зеленый/темно-зеленый | 50 мм | 3 x 100 | 71 138 06Z-50 SCM |

*другие типы поставляются по запросу



/ 5 6 / 6 , 01234, 788 9 :: 6 *



| Назначение | Тип NPS | Размер пор | Цвет/сетка | № заказа |
|----------------------------------|------------------------|------------|------------------------|----------------|
| Подсчет колоний бактерий | Станд. Среда с ТТХ | 0,45 мкм | зеленый/ темно-зеленый | 73 14055 047 N |
| Дрожжи и плесени | Сусло | 0,65 мкм | серый/белый | 73 14058 047 N |
| Кислотоустойчивые микроорганизмы | Апельсиновая сыворотка | 0,45 мкм | зеленый/ темно-зеленый | 73 14062 047 N |

*другие типы по запросу



/

| Характеристика | № заказа |
|---|------------|
| Раздаточное устройство Microsart® e.motion; автоматически извлекает мембранные фильтры из стерильной упаковки при нажатии кнопки или бесконтактно с помощью оптического датчика, регистрирующего приближающийся пинцет. | 72 16712 |
| Vacusart, мембрана из ПТФЭ, корпус из ПП, размер упаковки: 3. Предотвращает перелив воды при наполнении стеклянной колбы и ее попадание в насос. | 72 17804 М |
| Фильтрующая насадка на шприц из ацетата целлюлозы, поры 0,2 мкм, корпус из пластика (МБС), Ø 28 мм, стерильный, 50 шт/уп. Для стерильного взвешивания комплектов питательных подложек | 72 16534 К |
| Магистраль с тремя ответвлениями, нержавеющая сталь, 3 x 500 мл | 72 16828 |

MUNKTELL



Группа компаний **SIMAS**TM
СИМАС